

What's **new** from NSK?

NEUE PRODUKTE

NSK has what you need **n_xt**
next smile next achievement next innovation



next treatment



next surgery



next sterilization



next solution



Mehr erfahren

DENTALHYGIENE

Varios Combi Pro2

ULTRASCHALL x PULVERSTRAHL

Wir haben Varios Combi Pro2 mit dem Ziel entwickelt, all die Funktionalitäten zu bieten, die Zahnheilkundler sich wünschen.

Indem es sub- und supragingivale Pulverstrahlbehandlung mit Ultraschallanwendungen verbindet, passt es sich nahtlos an Ihre Bedürfnisse und die jeweiligen Behandlungserfordernisse an.

Dabei garantiert die Expertise von NSK Langlebigkeit, einfache Wartung und unterbrechungsfreie Leistung – Varios Combi Pro2 ist Ihr zuverlässiger Partner für effiziente und reibungslose Prophylaxe-Behandlungen im Praxisalltag.

Mit NSK haben Sie die Tools an der Hand die Sie dabei unterstützen, Spitzenleistungen zu erbringen und Ihren Patienten jedes Mal eine außergewöhnliche Versorgung von der Prävention bis zur Therapie zu bieten.

Die wesentlichen Vorteile und Innovationen:

- Präzise Jet-Düse für gezielte Pulverstrahlbehandlung
- Wassererwärmung für erhöhten Patientenkomfort
- Kabellose Fußsteuerung für optimale Bewegungsfreiheit
- Robustes Titan-Scaler-Handstück für Langlebigkeit und Präzision





Ti-Max Z99L

WINKELSTÜCK MIT 1:5 ÜBERSETZUNG

Für Zahnärzte, die höchste Ansprüche an Präzision und Langlebigkeit stellen, ist das Ti-Max Z99L von NSK die erste Wahl. Dieses Flaggschiffmodell überzeugt durch seine kompromisslose Qualität und sein optimiertes Design. Dank verbessertem Spannfutter und Getriebe bietet es eine doppelt so lange Lebensdauer und eine gesteigerte Schneidleistung. Der präzise optimierte Kopfwinkel, Wasserstrahlwinkel und die verbesserte Bohrerhaltekraft sorgen für ein außergewöhnliches Behandlungserlebnis.



S-Max M94L

WINKELSTÜCK MIT 1:4 ÜBERSETZUNG

Dieses fortschrittliche Winkelstück wurde speziell für die Bearbeitung von Zirkonoxid entwickelt, einem aufgrund seiner Festigkeit und Ästhetik bevorzugten Material in der restaurativen Zahnheilkunde. Die hohe Härte von Zirkonoxid stellt jedoch eine Herausforderung dar. Mit seiner 1:4-Übersetzung und dem daraus resultierenden hohen Drehmoment ermöglicht dieses Winkelstück eine effiziente und schonende Entfernung von Zirkonoxid.

HYGIENE- UND WIEDERAUFBEREITUNG



iClave 24

B KLASSE STERILISATOR

Der iClave 24 vereint auf ideale Weise Leistung, Benutzerfreundlichkeit und modernste Technologie für einen effizienten, komfortablen und sicheren Sterilisationsprozess. Seine 24-Liter-Edelstahlkammer mit intelligentem Tray-System, das fünf Trays in zwei verschiedenen Größen umfasst, maximiert die tatsächliche Ladekapazität. Der neu entwickelte, hocheffiziente Dampfgenerator garantiert eine überragende Sterilisationsleistung und verkürzt die Zykluszeiten deutlich.


CHIRURGIE



SG12

VARIOS ULTRASCHALL-CHIRURGIE AUFSATZ FÜR DIE KNOCHENCHIRURGIE

Das verlängerte Spitzenprofil ermöglicht einen optimalen Zugang zum Unterkieferast. Die allseitige Klingenführung gewährleistet eine flexible Bearbeitung aus jedem Winkel. Der dreidimensionale Schliff der Schneidkante sorgt für eine herausragende Schneideeffizienz. Die neu entwickelte SG12-Spitze vereint die bewährte Schneidleistung der SG1 mit verbesserter Zugänglichkeit und erhöhtem Komfort für die allgemeine Knochenchirurgie.



M-OC1L, M-OC1R, M-RE2, M-ST1

VARIOS ULTRASCHALL-CHIRURGIE AUFSÄTZE FÜR DIE OSTEOTOMIE, MAXI REACH

Diese neuen Varios Ultraschall-Chirurgie Aufsätze sind etwa doppelt so lang wie herkömmliche Modelle und ermöglichen dadurch den Zugang zu bisher unerreichten Operationsbereichen. Ihre geringe Spitzenhöhe gewährleistet zudem präzise Schnitte auch in engen anatomischen Strukturen.